

お客さま各位

駿河精機株式会社

### オートコリメータ用電源アダプタの変更について



拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この都度、在庫欠品リスクを軽減する為、弊社オートコリメータに使用している電源アダプタの仕様を変更することとなりました。対象製品、変更内容は下記にて御確認下さい。性能上は問題ありませんので、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い致します。

#### ■ 対象製品

品名：AC アダプタ、型式：HDC12V-300MA

#### ■ 変更内容

項目	変更前	変更後
型式	HDC12V-300MA	HDC12V-500MA
電源仕様	DC12V、300mA	DC12V、500mA
外観		
アダプタ寸法	D47.6×W72.0×T30.0[mm]	D42.0×W61.0×T28.8[mm]
ケーブル長さ	1.85m	1.50m
定価	¥3,500	¥4,000

#### ■ 適応製品

レーザオートコリメータ：H100、H400、H450、H600、H350-C175

※単品とセット品を含む

#### ■ 変更時期

2017年8月 弊社出荷分～

#### ■ 連絡先

駿河精機(株) マーケティングセンター 大村

TEL：0120-789-446 FAX：0120-789-449 e-mail：info@suruga-g.co.jp

不明点等ございましたらご連絡お願い致します。