

卓上型三次元空気ばね式除振盤：J07N

三次元空気ばねを限界まで薄くし、使い易さを追求した卓上型除振盤

- この薄さで三次元空気ばね式を実現
- 空気源式と手押しポンプ式の2種類をラインナップ
- クリーンルームにも対応可能



空気源式





手押しポンプ式

基本仕様

タイプ	空気源式	手押しポンプ式
固有振動数	垂直1.8~2.5Hz 水平3.2~4.0Hz	
除振 / 制振	全方位対応三次元空気ばね / オリフィスダンピング構造	
水平維持方式	メカニカルバルブによる自動式(レギュレータ設定圧力: 0.25MPa) / 手押しポンプ式	
定盤上面	25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 t5mm	

※外形サイズA、B寸法は、JIS_B_0405-1991 中級相当の公差を適応しています。



SPEC								
タイプ	型式	定盤寸法 A×B (mm)	価格		製品質量 (kg)		機体高さH (mm)	最大搭載荷量 (kg)
			25mmマトリクス	クリーンルーム	25mmマトリクス	クリーンルーム		
空気源式	J07N-0405HA	440× 540	¥252,000	¥298,000	33	34	94	80
	J07N-0605HA	600× 500	¥259,000	¥304,000	39	41		
	J07N-0806HA	800× 600	¥329,000	¥391,000	53	55		120
	J07N-1007HA	1000× 700	¥401,000	¥476,000	79	82		
手押しポンプ式	J07N-0405HM	440× 540	¥230,000	-	33	-	94	80
	J07N-0506HM	500× 600	¥279,000		39			
	J07N-0605HM	600× 500	¥239,000		39			
	J07N-0806HM	800× 600	¥307,000		53			120
	J07N-1007HM	1000× 700	¥379,000		79			

- ※クリーンルーム用は型式末尾に「C」を付けてください。(例: J07N-××××C)
- ※手押しポンプ式にクリーンルーム仕様はございません。
- ※空気源式の付属品: ワンタッチ継ぎ手PT1/4雄ねじ 配管チューブ5m (外径φ6mm)
- ※手押しポンプ式の付属品: 手押しポンプ、ムシ回しドライバー

送料について

「混載便」または「搬入設置」からご選択ください。搬入設置をご希望される場合は、P.3-174の『搬入経路確認票』の必要事項にご記入いただきご提出ください。お届け先や搬入経路の環境によって費用は異なりますのでご了承ください。



コンプレッサが必要な製品です
・ JY-5.5 ▶ P.3-166

