

薄型スチールハニカム光学定盤：J09N

10日数量 J09N
目録発送 1 -0405
-0506
-0906

受注後 30日

テーブル



既存の実験台の上に置くだけで光学実験用のスペースを
クリエイト

- 実験用スペースとコストダウンを図った薄型光学定盤
- クリーンルーム仕様も対応可能

■ 特注対応可能…外径寸法、非磁性材料、貫通穴、異形など

※ 架台が必要な場合は▶P.3-170の「簡易型光学実験台：J15」を
ご覧ください。


■基本仕様

タイプ		標準
定 盤	内 部	一段式スチールハニカム構造
	上 面	端面25mmから25mmマトリクスM6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 t5mm
	側 面	レーザーシート
	下 面	ステンレス t4mm

※クリーンルーム仕様：上面は落下防止ボトム構造、側面はBAステンレスを採用・・・▶P.3-156

SPEC						
型式	定盤寸法 A×B (mm)	価格		製品重量 (kg)		機体高さ H (mm)
		標準	クリーンルーム	標準	クリーンルーム	
J09N-0405	400× 500	¥78,000	¥108,000	16	18	50
J09N-0506	500× 600	¥95,000	¥147,000	24	26	
J09N-0906	900× 600	¥145,000	¥198,000	42	45	
J09N-1007	1000× 750	¥244,000	¥300,000	55	59	
J09N-0909	900× 900	¥240,000	¥313,000	63	67	
J09N-1206	1200× 600	¥228,000	¥290,000	56	60	
J09N-1209	1200× 900	¥282,000	¥370,000	84	88	
J09N-1212	1200×1200	¥342,000	¥453,000	112	117	
J09N-1506	1500× 600	¥267,000	¥338,000	70	74	
J09N-1510	1500×1000	¥368,000	¥485,000	117	122	
J09N-1512	1500×1200	¥401,000	¥535,000	143	149	
J09N-1806	1800× 600	¥280,000	¥373,000	84	89	
J09N-1809	1800× 900	¥382,000	¥503,000	126	132	
J09N-1812	1800×1200	¥470,000	¥626,000	168	174	
J09N-2010	2000×1000	¥440,000	¥590,000	156	162	
J09N-2409	2400× 900	¥483,000	¥630,000	168	175	
J09N-2412	2400×1200	¥567,000	¥757,000	224	232	

※J09N-××××C 型式末尾に「C」 クリーンルーム仕様
※定盤寸法A×Bは、JIS_B_0405-1991 中級相当の公差を適応



使用例：限られた実験スペースを有効活用できます。

■送料について

「混載便」または「搬入設置」からご選択ください。搬入
設置をご希望されるときは、P.3-174の『搬入経路確認
票』の必要事項にご記入いただきご提出ください。
お届け先や搬入経路の環境によって費用は異なります
のでご了承ください。